

PRÉSENTOIR DE 6 THERMOMÈTRES SPENGLER TEMPO EASY BLEUS

Réf. SP3065P



PRÉSENTOIR DE 6 THERMOMÈTRES SPENGLER TEMPO EASY BLEUS



Réf. SP3065P

Le Tempo Easy permet une prise de température sans contact par le biais de rayons infrarouge.

Présentoir de 6 thermomètres Tempo Easy bleus.

Le thermomètre TEMPO EASY est un thermomètre précis disposant de 3 fonctions pour un usage professionnel ou à la maison. Technologie sans contact (distance 3-5 cm) par le biais de rayons infrarouge, évitant ainsi les contaminations croisées.

- 3 modes de mesure : corporel, de surface et ambiant
- Mesure instantanée
- Une température obtenue rapidement avec alarme sonore
- 32 mémoires
- 2 coloris disponibles, gris ou bleu
- Livré avec 2 piles LR06 (AA)

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	
Marquage :	CE0123	Code barres :	3661040214153
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	90251920
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	2,088
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 02:32 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. SP3065P

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

PRÉSENTOIR DE 6 THERMOMÈTRES SPENGLER TEMPO EASY BLEUS



Réf. SP3065P

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
SP3065	Thermomètre sans contact Spengler TEMPO EASY bleu	6