

PRÉSENTOIR DE 6 THERMOMÈTRES SPENGLER TEMPO DUO BLEUS

Réf. SP3100P



PRÉSENTOIR DE 6 THERMOMÈTRES SPENGLER TEMPO DUO BLEUS



Réf. **SP3100P**

Le Tempo Duo permet une prise de température frontale et auriculaire par émissions infrarouges

Présentoir de 6 thermomètres Tempo Duo.

Le Tempo Duo permet une prise de température frontale et auriculaire par émissions infrarouges.

- Technologie infrarouge
- Calibrage automatique au passage du mode auriculaire au mode temporel
- Prise de température auriculaire ou temporel
- 10 mémoires
- Voyant lumineux
- Affichage rétro-éclairé en mode temporel 3 couleurs selon les valeurs : vert, orange, rouge
- Livré avec deux piles LR03 (AAA)

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	
Marquage :	CE0123	Code barres :	3700446023133
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	90251920
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	1,243
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 02:32 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. SP3100P

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

PRÉSENTOIR DE 6 THERMOMÈTRES SPENGLER TEMPO DUO BLEUS



Réf. SP3100P

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
SP3101/	Thermomètre frontal et auriculaire Spengler TEMPO DUO bleu	6