

LYRE SIMPLE TUBE CHROME ROSE BOUGAINVILLIER SPENGLER

Réf. 507915



LYRE SIMPLE TUBE CHROME ROSE BOUGAINVILLIER SPENGLER

Réf. 507915

Tubulure de couleur rose bougainvillier avec lyres pour stéthoscopes PULSE® et DUAL PULSE® de SPENGLER

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	Classe de précision de mesure : Classe I
Marquage :			Code barres : 3700446003890
Garantie (mois) :	0		Code douanier : 90181990
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue		Unité emballée
Largeur unitaire (cm) :			Largeur conditionnement (cm) :
Longueur unitaire (cm) :			Longueur conditionnement (cm) :
Hauteur unitaire (cm) :			Hauteur conditionnement (cm) :
Poids unitaire (kg) :			Poids conditionnement (kg) : 0,080
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:47 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 507915

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.