

## BRASSARD PÉDIATRIQUES 18-26CM POUR MONITEUR 4VS SPENGLER



Réf. 551621



# BRASSARD PÉDIATRIQUES 18-26CM POUR MONITEUR 4VS SPENGLER



Réf. **551621**

Brassard pédiatrique pour module PNI du moniteur de signes vitaux 4VS de SPENGLER.  
Dimensions (18-26cm)

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	3700446033057
Garantie (mois) :		Code douanier :	9018901000
Stérile :		Non	
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,049
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :		Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:52 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 551621