

LOT DE 4 ROULEAUX PAPIER POUR IMPRIMANTE MONITEUR 4VS SPENGLER



Réf. 551643



LOT DE 4 ROULEAUX PAPIER POUR IMPRIMANTE MONITEUR 4VS SPENGLER



Réf. 551643

Lot de 4 rouleaux de papier pour imprimante du moniteur de signes vitaux 4VS de SPENGLER

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	3700446033125
Garantie (mois) :		Code douanier :	85049099
Stérile :		Non	
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,228
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :		Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:53 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 551643

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.