

THERMOMÈTRE DE REMPLACEMENT AURICULAIRE POUR MONITEUR 4VS SPENGLER



Réf. 551644

THERMOMÈTRE DE REMPLACEMENT AURICULAIRE POUR MONITEUR 4VS SPENGLER



Réf. **551644**

Thermomètre de remplacement auriculaire infra rouge pour moniteur de signes vitaux SPENGLER 4VS

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	3700446033132
Garantie (mois) :		Code douanier :	9025192090
Stérile :		Non	
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,162
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		Température maxi :	55
Humidité mini :		Humidité maxi :	95



31/03/2022 01:53 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 551644