

## AMPOULE LED POUR MIROIR DE CLAR 570150 ET MIROIR CHARDON 570260



Réf. 570155



# AMPOULE LED POUR MIROIR DE CLAR 570150 ET MIROIR CHARDON 570260



Réf. **570155**

Ampoule LED pour miroir de clar et miroir de chardon SPENGLER

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	AUCUN	Code barres :	3700446000073
Garantie (mois) :	0	Code douanier :	90189084
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	1,5
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	2,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	1,5
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,002
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:20 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 570155