

DOPPLER FOETAL ET VASCULAIRE SPENGLER (VENDU SANS SONDE)

Réf. 743301



DOPPLER FOETAL ET VASCULAIRE SPENGLER (VENDU SANS SONDE)



Réf. 743301

Petit et léger, ce doppler de poche est l'outil indispensable aux cabinets médicaux et aux collectivités

Doppler Foetal et vasculaire Spengler (vendu sans sonde).
Pour l'examen du fœtus et des vaisseaux sanguins.
Choisissez les sondes adaptées à votre utilisation.

POLYVALENCE

- Une sonde par utilisation
- Examen du foetus
- Examen vasculaire et de l'IPS
- Examen cardiaque
- Indicateur de fréquence cardiaque

FACILITÉ D'UTILISATION

- Grand écran LCD couleur
- Jauge de batterie
- Indicateur de puissance de l'onde
- Sondes coudées et ergonomiques

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Vendu sans sonde
 - Fonctionne avec 2 piles LR6 AA fournies
- Livré avec 2 piles LR6 AA

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	
Marquage :	CE0123	Code barres :	3700446004316
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	90181990
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,430
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	-10	Température maxi :	55
Humidité mini :	5	Humidité maxi :	93



26/10/2022 12:49 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 743301

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.