

SONDE 8 MHZ POUR DOPPLER CARDIAQUE ET VASCULAIRE SPENGLER

Réf. 743312



SONDE 8 MHZ POUR DOPPLER CARDIAQUE ET VASCULAIRE SPENGLER



Réf. **743312**

Sonde cardiaque et vasculaire 8 Mhz pour doppler SPENGLER

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	
Marquage :	CE0123	Code barres :	3700446008161
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	90181990
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,145
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	-10	Température maxi :	55
Humidité mini :	5	Humidité maxi :	93



31/03/2022 01:55 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 743312