

## EMBOUS POUR DÉBITMÈTRE PEAK FLOW ADULTE DIAM.30MM (BOITE DE 100)



Réf. L35587



# EMBOUTS POUR DÉBITMÈTRE PEAK FLOW ADULTE DIAM.30MM (BOITE DE 100)



Réf. **L35587**

Embouts adulte pour débitmètre de pointe SPENGLER.  
Dimensions des embouts 30mm.  
Vendus par boîte de 100 pièces.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :		Code barres :	3700446001681
Garantie (mois) :	0	Code douanier :	48229000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,830
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:55 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. L35587

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.