

EMBOUTS POUR DÉBITMÈTRE PEAK FLOW ENFANT DIAM.22MM (BOITE DE 100)



Réf. L35678



EMBOUTS POUR DÉBITMÈTRE PEAK FLOW ENFANT DIAM.22MM (BOITE DE 100)



Réf. **L35678**

Emboutis pédiatrique pour débitmètre de pointe SPENGLER.
Dimensions des embouts 22mm.
Vendus par boîte de 100 pièces.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	Code barres : 3700446001698		
Garantie (mois) :	0	Code douanier :	48229000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,584
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:55 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. L35678

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.