

## PRÉSENTOIR DE 12 THERMOMÈTRES SPENGLER TEMPO 10 FLEX VERTS

Réf. SP1644P



# PRÉSENTOIR DE 12 THERMOMÈTRES SPENGLER TEMPO 10 FLEX VERTS



Réf. **SP1644P**

Présentoir de 12 thermomètres TEMPO 10 FLEX

Le thermomètre TEMPO 10 FLEX est un thermomètre indiquant la température corporelle en 10 secondes et disposant d'un embout flexible:

- Alarme fièvre
- Arrêt automatique
- Résistant à l'eau
- Mémoire dernière mesure
- 2 coloris disponibles violet ou vert
- Livré avec : étui de rangement, pile bouton (1,5V).

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0123

Code barres : 3700446027537

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90251920

Stérile : Non

## MESURES

### Unité nue

### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 11,0

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 14,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 15,0

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,624

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 02:31 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. SP1644P

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## PRÉSENTOIR DE 12 THERMOMÈTRES SPENGLER TEMPO 10 FLEX VERTS



Réf. SP1644P

### COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
SP1643/	Thermomètre Spengler Tempo 10 Flex, vert	12