

AUTOTENSIO BRAS ADULTE (M/L) MYRTILLE SPENGLER

Réf. SPG440-



AUTOTENSIO BRAS ADULTE (M/L) MYRTILLE SPENGLER



Réf. SPG440-

Une facilité d'utilisation au quotidien pour un usage familial en automesure

HAUTE PRÉCISION DES MESURES

- Mesure SPENGLER
- Détecteur d'arythmie
- Indicateur tricolore des risques OMS
- 3 calculs de moyennes disponibles permettant le suivi de la moyenne des valeurs matinales

FACILE D'UTILISATION

- Entièrement automatique
- 2 boutons
- Nouveau brassard 22-42 cm taille M/L

USAGE FAMILIAL

- 2 x 60 mémoires horodatées

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Livré avec 4 piles LR6 AA et une housse de transport
- Adaptateur secteur en option
- 2 tailles de brassard (S, M/L) disponibles en option

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0459

Code barres : 3700446022501

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189010

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 13,0

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 17,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 10,0

Poids unitaire (kg) : 0,594

Poids conditionnement (kg) : 0,594

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 55

Humidité mini : 15

Humidité maxi : 90



08/12/2022 12:39 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. SPG440-

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.