

## CABLE PATIENT ECG 4,5M (POUR TANGO M2 SEULEMENT)

Réf. DSU230717

 SunTech Medical®



# CABLE PATIENT ECG 4,5M (POUR TANGO M2 SEULEMENT)

Réf. DSU230717

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I Classe de précision de mesure : Classe I

Marquage : CE0413 Code barres : 3700446012304

Garantie (mois) : 3 Code douanier :

Stérile : Non

## MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : Poids conditionnement (kg) :

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A) Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A) Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 01:56 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. DSU230717