

LOT DE 5 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC RÉUTILISABLE PETIT ADULTE (17-25CM) - CONNECTEUR À VIS

Réf. DSU231004

SunTech Medical®



CE
0413



LOT DE 5 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC RÉUTILISABLE PETIT ADULTE (17-25CM) - CONNECTEUR À VIS

Réf. **DSU231004**

Brassard nylon réutilisable vendus en boîte de 5 unités.
Simple tubulure, raccord à vis.

| CARACTERISTIQUES | | | |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|--|
| Dispositif médical : | Oui | Classe I | Classe de précision de mesure : Classe I |
| Marquage : | CE0413 | | Code barres : 0120840935104015 |
| Garantie (mois) : | 24 | | Code douanier : |
| Stérile : | Non | | |
| MESURES | Unité nue | Unité emballée | |
| Largeur unitaire (cm) : | | Largeur conditionnement (cm) : | 14,0 |
| Longueur unitaire (cm) : | | Longueur conditionnement (cm) : | 18,0 |
| Hauteur unitaire (cm) : | | Hauteur conditionnement (cm) : | 9,0 |
| Poids unitaire (kg) : | | Poids conditionnement (kg) : | 0,352 |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES : | | | |
| Température mini : | (N/A) | Température maxi : | (N/A) |
| Humidité mini : | (N/A) | Humidité maxi : | (N/A) |



31/03/2022 01:57 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DSU231004

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.