

LOT DE 5 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC RÉUTILISABLE LARGE ADULTE (31-40CM) - CONNECTEUR À VIS

Réf. DSU231007

SunTech Medical®



CE
0413



LOT DE 5 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC RÉUTILISABLE LARGE ADULTE (31-40CM) - CONNECTEUR À VIS

Réf. **DSU231007**

Brassard nylon réutilisable vendus en boîte de 5 unités.
Simple tubulure, raccord à vis.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	Classe de précision de mesure : Classe I
Marquage :	CE0413	Code barres :	3700446013219
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue		Unité emballée
Largeur unitaire (cm) :			Largeur conditionnement (cm) :
Longueur unitaire (cm) :			Longueur conditionnement (cm) :
Hauteur unitaire (cm) :			Hauteur conditionnement (cm) :
Poids unitaire (kg) :			Poids conditionnement (kg) : 0,634
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:57 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DSU231007

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.