

LOT DE 5 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC RÉUTILISABLE ENFANT (12-19CM) - CONNECTEUR BAYONET

Réf. DSU231011

SunTech Medical®



CE
0413



LOT DE 5 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC RÉUTILISABLE ENFANT (12-19CM) - CONNECTEUR BAYONET

Réf. **DSU231011**

Brassard nylon réutilisable vendus en boîte de 5 unités.
Simple tubulure, raccord rectus baïonnette.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	Classe de précision de mesure : Classe I
Marquage :	CE0413		Code barres : 0120840935104145
Garantie (mois) :	24		Code douanier :
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,231
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:58 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DSU231011