

LOT DE 5 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC RÉUTILISABLE ADULTE PLUS (23-33CM) - SANS RACCORD

Réf. DSU231025

SunTech Medical®



CE
0413



LOT DE 5 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC RÉUTILISABLE ADULTE PLUS (23-33CM) - SANS RACCORD

Réf. **DSU231025**

Lot de 5 Brassards nylon bleu royal réutilisables Suntech.
Taille adulte 23-33cm.
Simple tubulure, sans raccord.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	Classe de précision de mesure : Classe I
Marquage :	CE0413		Code barres : 3700446013738
Garantie (mois) :	24		Code douanier :
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	14,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	18,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	9,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,432
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:58 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DSU231025