

LOT DE 5 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC RÉUTILISABLE ADULTE LONG (23-33CM) - SANS RACCORD

Réf. DSU231026

 SunTech Medical®



CE
0413

LOT DE 5 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC RÉUTILISABLE ADULTE LONG (23-33CM) - SANS RACCORD

Réf. **DSU231026**

Lot de 5 Brassards nylon bleu royal réutilisables Suntech.
Taille adulte long 23-33cm.
Simple tubulure, sans raccord.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Non		
Marquage :	CE0413	Code barres :	0120840935104336
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,524
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:58 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DSU231026

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.