

LOT 5 BRASSARDS NYLON SUNTECH OBESE (MARRON) 38-50CM SANS RACC

SunTech Medical®

Réf. DSU231029



CE
0413



LOT 5 BRASSARDS NYLON SUNTECH OBESE (MARRON) 38-50CM SANS RACC

Réf. **DSU231029**

Lot de 5 Brassards nylon marron réutilisables Suntech.
Taille large obèse 38-50cm.
Simple tubulure, sans raccord.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	Classe de précision de mesure : Classe I
Marquage :	CE0413		Code barres : 3700446013813
Garantie (mois) :	24		Code douanier :
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,717
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:59 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DSU231029

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.