

LOT DE 5 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC DOUBLE TUBE RÉUTILISABLE ADULTE (23-33CM) - CONNECTEUR À VIS

Réf. DSU231035

SunTech Medical®



CE
0413



LOT DE 5 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC DOUBLE TUBE RÉUTILISABLE ADULTE (23-33CM) - CONNECTEUR À VIS

Réf. **DSU231035**

Lot de 5 Brassards nylon bleu royal Suntech.
Double tubulure et raccord à vis, taille adulte 23-33cm

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	Classe de précision de mesure : Classe I
Marquage :	CE0413		Code barres : 0120840935104091
Garantie (mois) :	24		Code douanier :
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,434
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:59 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DSU231035

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.