

## LOT DE 5 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC DOUBLE TUBE RÉUTILISABLE LARGE ADULTE (31-40CM) - CONNECTEUR À

Réf. DSU231037

SunTech Medical®



# LOT DE 5 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC DOUBLE TUBE RÉUTILISABLE LARGE ADULTE (31-40CM) - CONNECTEUR À

Réf. **DSU231037**

Lot de 5 Brassards nylon bordeaux Suntech.  
Double tubulure et raccord à vis, taille large adulte 31-40cm

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	Classe de précision de mesure : Classe I
Marquage :	CE0413		Code barres : 0120840935104114
Garantie (mois) :	24		Code douanier :
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:59 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. DSU231037

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.