

LOT DE 5 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC DOUBLE TUBE RÉUTILISABLE EXTRA LARGE (38-50CM) - CONNECTEUR À

Réf. DSU231039

SunTech Medical®



CE
0413



LOT DE 5 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC DOUBLE TUBE RÉUTILISABLE EXTRA LARGE (38-50CM) - CONNECTEUR À

Réf. **DSU231039**

Brassard nylon marron Suntech à l'unité.
Double tubulure et raccord à vis, taille obèse 38-50cm

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	Classe de précision de mesure : Classe I
Marquage :	CE0413	Code barres :	3700446013950
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,765
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:59 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DSU231039

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.