

BRASSARD NYLON SUNTECH ADUL (BLEU ROYAL) 23-33CM 2 TUBES SANS RACCORD

Réf. DSU231045

 SunTech Medical®



BRASSARD NYLON SUNTECH ADUL (BLEU ROYAL) 23-33CM 2 TUBES SANS RACCORD

Réf. **DSU231045**

Brassard nylon bleu royal Suntech à l'unité.
Double tubulure, sans raccord, taille adulte 23-33 cm

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	Classe de précision de mesure : Classe I
Marquage :	CE0413		Code barres : 3700446013967
Garantie (mois) :	24		Code douanier :
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	14,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	19,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	9,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,448
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:59 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DSU231045

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.