

BRASSARD SUNTECH MONOBLOC DOUBLE TUBE RÉUTILISABLE EXTRA LARGE (38-50CM) - SANS RACCORD

Réf. DSU231049

SunTech Medical®



BRASSARD SUNTECH MONOBLOC DOUBLE TUBE RÉUTILISABLE EXTRA LARGE (38-50CM) - SANS RACCORD

Réf. **DSU231049**

Brassard nylon marron Suntech à l'unité.
Double tubulure, sans raccord, taille large adulte 38-50 cm

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I Classe de précision de mesure : Classe I

Marquage : CE0413 Code barres : 3700446013998

Garantie (mois) : 24 Code douanier :

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : Poids conditionnement (kg) : 0,769

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A) Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A) Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 01:59 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DSU231049