

LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC PATIENT UNIQUE LARGE ADULTE (31-40CM) - CONNECTEUR BAYONNET

Réf. DSU231067

 SunTech Medical®



CE
0413

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE
CLASSE
I

LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC PATIENT UNIQUE LARGE ADULTE (31-40CM) - CONNECTEUR BAYONET

Réf. **DSU231067**

Lot de 20 brassards Suntech "SOFT" à patient unique, bordeaux.
Taille large adulte 31-40cm, raccord rectus bayonnette.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE0413	Code barres :	3700446014186
Garantie (mois) :	0	Code douanier :	
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	24,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	24,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	24,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	2,004
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 02:00 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DSU231067

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.