

**LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH
MONOBLOC PATIENT UNIQUE ADULTE LONG
(23-33CM) - SANS CONNECTEUR**

Réf. DSU231076

 SunTech Medical®

CE
0413



LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC PATIENT UNIQUE ADULTE LONG (23-33CM) - SANS CONNECTEUR

Réf. **DSU231076**

Lot de 20 brassards Suntech "SOFT" à patient unique, bleu royal.
Taille adulte long 23-33cm, sans raccord.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE0413	Code barres :	3700446014445
Garantie (mois) :	0	Code douanier :	
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	1,710
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 02:00 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DSU231076

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.