

## LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC DOUBLE TUBULURE PATIENT UNIQUE PETIT ADULTE (17-25CM) -

Réf. DSU231083

 SunTech Medical®



CE  
0413

DISPOSITIF MEDICAL  
MEDICAL DEVICE CLASSE  
I

# LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC DOUBLE TUBULURE PATIENT UNIQUE PETIT ADULTE (17-25CM) -

Réf. **DSU231083**

Lot de 20 brassards Suntech "SOFT" à patient unique, turquoise.  
Double tubulure, Taille petit adulte long 17-25cm, raccord à vis.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE0413	Code barres :	3700446014513
Garantie (mois) :	0	Code douanier :	
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	1,178
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 02:01 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. DSU231083

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.