

LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC DOUBLE TUBULURE PATIENT UNIQUE ADULTE (23-33CM) - CONNECTEUR À

Réf. DSU231085

 SunTech Medical®



CE
0413

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE
CLASSE I

LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC DOUBLE TUBULURE PATIENT UNIQUE ADULTE (23-33CM) - CONNECTEUR À

Réf. **DSU231085**

Lot de 20 brassards Suntech "SOFT" à patient unique, bleu royal.
Double tubulure, Taille adulte 23-33 cm, raccord à vis.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE0413	Code barres :	3700446014520
Garantie (mois) :	0	Code douanier :	
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	16,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	25,5
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	16,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	1,444
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 02:01 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DSU231085

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.