

CAPTEUR SPO2 NELCOR COMPATIBLE RIGIDE ADULTE POUR SUNTECH 247 / CT40

SunTech Medical®

Réf. DSU250899

GARANTIE
3
MOIS
MONTHS
GARANTEE

CE
0413

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE
CLASSE
I



CAPTEUR SPO2 NELCOR COMPATIBLE RIGIDE ADULTE POUR SUNTECH 247 / CT40

Réf. **DSU250899**

Capteur SpO2 articule doigt pour adulte câble d'une longueur de 3 mètres pour station Suntech CT 40

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	Classe de précision de mesure : Classe I
Marquage :	CE0413		Code barres : 0108698870322340
Garantie (mois) :	3		Code douanier : 90181990
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	16,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	13,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	3,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,115
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 02:02 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DSU250899

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.