

## MODULE SPO2 NELLCOR COMPATIBLE POUR STATION SUNTECH CT40

Réf. DSU551401

SunTech Medical®



# MODULE SPO2 NELLCOR COMPATIBLE POUR STATION SUNTECH CT40

Réf. DSU551401

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	Classe de précision de mesure :	Classe II
Marquage :	CE0413		Code barres :	0110840935103776
Garantie (mois) :	36		Code douanier :	9018199560
Stérile :	Non			

## MESURES

	Unité nue	Unité emballée
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) : 23,5
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) : 19,5
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) : 14,8
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) : 0,500

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 02:02 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. DSU551401

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.