

MODULE TEMPERATURE COVIDIEN FILAC 3000 POUR STATION SUNTECH CT40

 SunTech Medical®

Réf. DSU551403



CE
0413

DISPOSITIF MEDICAL CLASSE II
MEDICAL DEVICE II

MODULE TEMPERATURE COVIDIEN FILAC 3000 POUR STATION SUNTECH CT40

Réf. **DSU551403**

Module de Température Covidien Filac 3000 pour Station Suntech CT40
Module Filcac 3000 + boîte de 20 couvre sonde

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	Classe de précision de mesure : Classe II
Marquage :	CE0413		Code barres : 3700446032432
Garantie (mois) :	36		Code douanier : 9018.19.5500
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	23,5
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	19,5
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	14,5
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,612
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



02/12/2022 12:30 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DSU551403

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.