

SPÉCULUMS AURICULAIRES, 250 PCS, DIA. 4MM, NOIR, ADULTE, SPENGLER

Réf. L20748



SPÉCULUMS AURICULAIRES, 250 PCS, DIA. 4MM, NOIR, ADULTE, SPENGLER



Réf. **L20748**

Boîte de 250.
 Pour adulte, à usage unique,
 Noir,
 Ø 4 mm.
 Universel, compatible toutes marques
 Boite avec bec distributeur pour accès facilité aux spéculums

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3700446031275
Garantie (mois) :	6	Code douanier :	90330000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	9,6
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	11,7
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	11,4
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,135
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:24 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. L20748

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.