

TUBE D'EXTENSION BRASSARD 2,5 M POUR MONITEUR 4VS SPENGLER



Réf. 551624



TUBE D'EXTENSION BRASSARD 2,5 M POUR MONITEUR 4VS SPENGLER



Réf. **551624**

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	3661040213842
Garantie (mois) :		Code douanier :	85049099
Stérile :		Non	
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	16,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	17,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	3,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,118
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :		Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 02:31 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 551624