

PRÉSENTOIR DE 6 TENSIOMÈTRES ÉLECTRONIQUES BRAS SPENGLER AUTOTENSIO MYRTILLE

Réf. SPG440P



PRÉSENTOIR DE 6 TENSIOMÈTRES ÉLECTRONIQUES BRAS SPENGLER AUTOTENSIO MYRTILLE



Réf. SPG440P

Une facilité d'utilisation au quotidien pour un usage familial en automesure

Présentoir de 6 tensiomètres AUTOTENSIO Myrtille.

HAUTE PRÉCISION DES MESURES

- Mesure SPENGLER
- Détecteur d'arythmie
- Indicateur tricolore des risques OMS
- 3 calculs de moyennes disponibles permettant le suivi de la moyenne des valeurs matinales

FACILE D'UTILISATION

- Entièrement automatique
- 2 boutons
- Nouveau brassard 22-42 cm taille M/L

USAGE FAMILIAL

- 2 x 60 mémoires horodatées

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Livré avec 4 piles LR6 AA et une housse de transport
- Adaptateur secteur en option
- 2 tailles de brassard (S, M/L) disponibles en option

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0459

Code barres : 3661040214207

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189010

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 3,730

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 02:37 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. SPG440P

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

PRÉSENTOIR DE 6 TENSIOMÈTRES ÉLECTRONIQUES BRAS SPENGLER AUTOTENSIO MYRTILLE



Réf. SPG440P

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
SPG440-	Autotensio bras Adulte (M/L) Myrtille Spengler	6