

## BRASSARD ORBIT-K AVEC MICROPHONE, PETIT ADULTE, SUNTECH

Réf. DSU230724

SunTech Medical®



# BRASSARD ORBIT-K AVEC MICROPHONE, PETIT ADULTE, SUNTECH

Réf. **DSU230724**

Brassard tensiomètre Orbit-K™ spécifiquement conçus pour moniteur Tango™ d'épreuves d'effort SunTech Medical. Symbole du partenariat initié en 1986 avec la NASA, le brassard ORBIT délivre un confort exceptionnel et une sensation de vide comme un clin d'œil à l'espace. Brassard taille petit ADULTE pour les bras d'une circonférence de 18-27 cm. Brassard avec microphone. Ils permettent d'effectuer des mesures de la pression artérielle fiables, répétées, car ils sont maintenus en place pendant toute la durée de l'épreuve d'effort cardiaque et s'avèrent ainsi confortables pour le patient. Ils bénéficient d'une conception qui assure le positionnement du microphone K-Sound le long de l'artère brachiale.

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE0413	Code barres :	0110840935100997
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,056
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:56 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. DSU230724