

CAPTEUR SPO2 NELCOR COMPATIBLE RIGIDE ADULTE POUR SUNTECH 247 / CT40

SunTech Medical®

Réf. DSU250900



CE
0413



CAPTEUR SPO2 NELCOR COMPATIBLE RIGIDE ADULTE POUR SUNTECH 247 / CT40

Réf. **DSU250900**

Capteur SpO2 articule doigt pour adulte avec câble d'une longueur de 3 mètres pour station Suntech 247

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	Classe de précision de mesure : Classe I
Marquage :	CE0413		Code barres : 010869887032265
Garantie (mois) :	0	Code douanier :	90181990
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue		Unité emballée
Largeur unitaire (cm) :			Largeur conditionnement (cm) :
Longueur unitaire (cm) :			Longueur conditionnement (cm) :
Hauteur unitaire (cm) :			Hauteur conditionnement (cm) :
Poids unitaire (kg) :			Poids conditionnement (kg) : 0,052
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)		Température maxi : (N/A)
Humidité mini :	(N/A)		Humidité maxi : (N/A)



15/11/2022 12:46 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DSU250900

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.