

CABLE TANGO INTERFACE ECG POUR GE CASE, CASE 800

Réf. DSU230742

 SunTech Medical®



CABLE TANGO INTERFACE ECG POUR GE CASE, CASE 800

Réf. **DSU230742**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I Classe de précision de mesure : Classe I

Marquage : CE0413 Code barres : 3700446012397

Garantie (mois) : 3 Code douanier :

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : Largeur conditionnement (cm) : 13,0

Longueur unitaire (cm) : Longueur conditionnement (cm) : 20,0

Hauteur unitaire (cm) : Hauteur conditionnement (cm) : 2,0

Poids unitaire (kg) : Poids conditionnement (kg) : 0,150

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A) Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A) Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 01:56 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DSU230742