

SOCLE DE RECHARGEMENT POUR OTOSCOPE SMARTLED 5500-R



Réf. 579534

SOCLE DE RECHARGEMENT POUR OTOSCOPE SMARTLED 5500-R



Réf. 579534

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres :

3700446032913

Garantie (mois) : 0

Code douanier :

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

14,0

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

17,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

8,0

Poids unitaire (kg) : 0,354

Poids conditionnement (kg) :

0,354

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi :

(N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi :

(N/A)



31/03/2022 02:55 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 579534

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.