

## CABLE USB-C - USB MALE 2M POUR SMARTLED 5500-R



Réf. 579535

# CABLE USB-C - USB MALE 2M POUR SMARTLED 5500-R



Réf. **579535**

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	3661040216782
Garantie (mois) :		0	
Stérile :		Non	
Code douanier :			
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	14,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	17,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	8,0
Poids unitaire (kg) :	354,000	Poids conditionnement (kg) :	354,000
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		-20	
Température maxi :		80	
Humidité mini :		5	
Humidité maxi :		90	



31/03/2022 02:55 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 579535