

TÊTE DE RECHANGE VERT D'EAU POUR OTOSCOPE SMARTLED 5500 PÉDIATRIQUE



Réf. 570518P

TÊTE DE RECHANGE VERT D'EAU POUR OTOSCOPE SMARTLED 5500 PÉDIATRIQUE



Réf. 570518P

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres :

3700446041755

Garantie (mois) : 0

Code douanier :

90189042

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) :

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 02:56 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 570518P

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.