

4 ROULEAUX PAPIER THERMIQUE POUR MONITEUR SUNTECH CT50

Réf. DSU222209

4 ROULEAUX PAPIER THERMIQUE POUR MONITEUR SUNTECH CT50

Réf. **DSU222209**

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

| CARACTERISTIQUES | | | |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------|
| Dispositif médical : | | Non | |
| Marquage : | | Code barres : | 3661040214276 |
| Garantie (mois) : | | 0 | |
| Stérile : | | Non | |
| Code douanier : | | | |
| MESURES | Unité nue | Unité emballée | |
| Largeur unitaire (cm) : | | Largeur conditionnement (cm) : | 5,0 |
| Longueur unitaire (cm) : | | Longueur conditionnement (cm) : | 20,0 |
| Hauteur unitaire (cm) : | | Hauteur conditionnement (cm) : | 5,0 |
| Poids unitaire (kg) : | | Poids conditionnement (kg) : | 0,188 |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES : | | | |
| Température mini : | (N/A) | Température maxi : | (N/A) |
| Humidité mini : | (N/A) | Humidité maxi : | (N/A) |



06/04/2022 12:34 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DSU222209