

## PRÉSENTOIR DE THERMOMÈTRES SPENGLER TEMPO 10 FLEX, GRIS

Réf. SP1648P



# PRÉSENTOIR DE THERMOMÈTRES SPENGLER TEMPO 10 FLEX, GRIS



Réf. **SP1648P**

Présentoir de 12 thermomètres TEMPO 10 Flex gris

Le thermomètre TEMPO 10 FLEX est un thermomètre indiquant la température corporelle en 10 secondes et disposant d'un embout flexible

- Alarme de fièvre
- Arrêt automatique
- Embout résistant à l'eau et flexible
- Mémoire de dernière mesure
- Mesure en 10 secondes
- 2 coloris disponibles vert et gris
- Livré avec un étui de rangement et pile bouton (1,5V)
- Livré avec : étui de rangement, pile bouton (1,5V).

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0123

Code barres : 3700446041625

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90251920

Stérile : Non

## MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 14,0

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 11,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 16,0

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,660

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 02:57 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. SP1648P

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## PRÉSENTOIR DE THERMOMÈTRES SPENGLER TEMPO 10 FLEX, GRIS



Réf. SP1648P

### COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
SP1648	Thermomètre Spengler Tempo 10 Flex, gris	12