

PRÉSENTOIR DE 6 THERMOMÈTRES TEMP DUO II SPENGLER



Réf. SP3105P



CE
0123



PRÉSENTOIR DE 6 THERMOMÈTRES TEMP DUO II SPENGLER



Réf. SP3105P

Temporales ou auriculaires, les mesures sont instantanées et visibles sur un écran rétro éclairé.

Présentoir de 6 thermomètres Tempo Duo II.

- Plage de mesure : 32°C - 43°C

Équipé d'un écran rétro-éclairé, TEMPO DUO II passe au rouge lorsque la température est au-dessus de la normale. La performance SPENGLER à la maison.

2 boutons permettent de prendre une mesure rapide et fiable, réduisant à zéro les mauvaises manipulations. Changez de mode sans aucun souci, le calibrage se fait automatiquement.

Avec sa petite taille et son faible poids, TEMPO DUO II se glisse dans un sac pour un déplacement. Ses 20 mémoires permettent de suivre dans le temps ses résultats.

- Résolution de l'écran : 0,1C°
- Unité de mesure : C° ou F°
- Mémoire : 20 mesures
- Dimensions : 150 x 50 x 38,5 mm
- Poids : 75g avec les piles
- Conditions d'utilisation normales :
- Température ambiante : 16°C – 35°C
- Humidité relative : 85% ou moins

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	
Marquage :	CE0123	Code barres :	3700446041793
Garantie (mois) :	0	Code douanier :	90251920
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 03:00 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. SP3105P

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

PRÉSENTOIR DE 6 THERMOMÈTRES TEMP DUO II SPENGLER



Réf. SP3105P

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
SP3105	Thermomètre frontal et auriculaire Spengler TEMPO DUO II	6