

## AUTOTENSIO POIGNET CORAIL SPENGLER



Réf. SPG345



CE  
0459



# AUTOTENSIO POIGNET CORAIL SPENGLER



Réf. SPG345

## La précision SPENGLER en version électronique

### PRÉCISION DES MESURES

- Mesure SPENGLER
- Indicateur des risques OMS

### FACILE D'UTILISATION & PRATIQUE

- Entièrement automatique
- 2 boutons
- Écran à cristaux liquides
- 120 mémoires horodatées
- Rapide et silencieux

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Circonférence du poignet 13,5-21 cm
- Livré avec 2 piles LR03 AAA et un boîtier de rangement

--

NOUVEAUX Coloris : Myrtille ou Corail

### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0459

Code barres : 3700446041595

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189010

Stérile : Non

### MESURES

#### Unité nue

#### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 10,0

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 9,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 10,0

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,270

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -25

Température maxi : 70

Humidité mini : 5

Humidité maxi : 93



08/12/2022 12:39 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. SPG345

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.