

## LOT DE 5 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC RÉUTILISABLE NOURRISSON (8-13CM) - CONNECTEUR BAYONET MÉTAL

Réf. DSU231110

SunTech Medical®



# LOT DE 5 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC RÉUTILISABLE NOURRISSON (8-13CM) - CONNECTEUR BAYONET MÉTAL

Réf. **DSU231110**

Brassard nylon réutilisable vendus en boîte de 5 unités.  
Simple tubulure, raccord à bayonette 8-13cm.

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE0413

Code barres : 3661041008782

Garantie (mois) : 24

Code douanier :

Stérile : Non

## MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 9,0

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 11,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 14,0

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,200

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 02:55 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. DSU231110