

## LOT DE 5 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC RÉUTILISABLE ENFANT (12-19CM) - CONNECTEUR BAYONET MÉTAL

Réf. DSU231111

SunTech Medical®



# LOT DE 5 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC RÉUTILISABLE ENFANT (12-19CM) - CONNECTEUR BAYONET MÉTAL

Réf. **DSU231111**

Brassard nylon réutilisable vendus en boîte de 5 unités.  
Simple tubulure, raccord à bayonette 12-19cm.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE0413	Code barres :	3661041008799
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	9,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	11,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	14,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,250
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 02:55 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. DSU231111

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.