

LOT DE 5 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC RÉUTILISABLE LARGE ADULTE (31-40CM) - CONNECTEUR BAYONET MÉTAL

Réf. DSU231115

 SunTech Medical®



CE
0413



LOT DE 5 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC RÉUTILISABLE LARGE ADULTE (31-40CM) - CONNECTEUR BAYONET MÉTAL

Réf. **DSU231115**

Brassard nylon réutilisable vendus en boîte de 5 unités.
Simple tubulure, raccord à bayonnette 31-40cm.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE0413	Code barres :	3661041008836
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	25,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	23,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	10,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,600
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/08/2022 21:08 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DSU231115

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.