

LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC PATIENT UNIQUE ENFANT (12-19CM) - CONNECTEUR À VIS

Réf. DSU231051

 SunTech Medical®



CE
0413



LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC PATIENT UNIQUE ENFANT (12-19CM) - CONNECTEUR À VIS

Réf. **DSU231051**

Lot de 20 brassards Suntech "SOFT" à patient unique, vert.
Taille enfant 12-19cm, raccord à vis.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE0413	Code barres :	
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 02:58 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DSU231051

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.