

**LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH
MONOBLOC DOUBLE TUBULURE PATIENT
UNIQUE NÉONATAL N°1 (3-6CM)**

Réf. DSU231105

 SunTech Medical®

CE
0413



LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC DOUBLE TUBULURE PATIENT UNIQUE NÉONATAL N°1 (3-6CM)

Réf. **DSU231105**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical :	Oui	Classe I	Classe de précision de mesure :	Classe I
Marquage :	CE0413		Code barres :	3700446014612
Garantie (mois) :	0		Code douanier :	
Stérile :	Non			

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,324

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 02:01 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DSU231105

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.